

«Алмадез-Стерил»

«Алмадез-Стерил» – многокомпонентное дезинфицирующее средство с синергизмом действующих веществ, не требующее ротации.

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза *Mycobacterium terrae*, бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков и других возбудителей внутрибольничных инфекций), возбудителей туберкулеза, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов (тестировано на тест-штамме *Aspergillus niger*), обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц, возбудителей анаэробных инфекций легионеллеза и особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), включая споры сибирской язвы.

Широкая область применения: используется для обеззараживания всех объектов внутрибольничной среды и объектов во всех отраслях народного хозяйства.

Предназначено:

А. Для дезинфекции и очистки объектов внутрибольничной среды во всех подразделениях МО и ЛПО любого профиля, включая роддома, отделения неонатологии, эндоскопии, ЭКО и др. при проведении профилактической и очаговой дезинфекции:

- всех видов поверхностей помещений, мебели и оборудования (в т.ч. куветы новорожденных, аппараты ИВЛ, ИК, наркозно-дыхательные и др.) при проведении текущих и генеральных уборок, текущей и заключительной очаговой дезинфекции;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой медицинских инструментов, включая стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы;
- дезинфекции высокого уровня и стерилизации медицинских изделий жестких и гибких эндоскопов;
- стерилизации медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним;
- для обеззараживания медицинских отходов классов А, Б, В, включая жидкие биологические выделения, воздуха.

Б. Для профилактической и очаговой дезинфекции и очистки на объектах всех отраслей народного хозяйства, включая учреждения - детские дошкольные, образовательные, быти-индустрии, аквапарки, бассейны, сауны, объекты ГО, Вооруженных сил, МЧС, в т.ч. все виды транспорта (общественный, воздушный, водный, железнодорожный, санитарный, транспорт для перевозки пищевых продуктов и др.).

Состав:

Глутаровый альдегидглиоксаль - 16%(суммарно)

Алкилдиметилбензиламмоний хлоридидецилдиметиламмоний хлорид - 12% (суммарно)

Преимущества:

- Обладает высокими моющими свойствами, нейтрализует запахи;
- Безопасно - относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты;
- Не требует смывания с поверхностей после обработки;
- Не портит обрабатываемые объекты и инструменты.

Срок годности средства: 5,5 лет, рабочего раствора: 35 суток.

Характеристики:

Фасовка:

Флакон 1л

Канистра 5л

Контроль концентрации в рабочих растворах - тест-полоски 100 шт/уп.

Хранение: от -40°C до +35°C.

Транспортировка – не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после заморозания и размораживания.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Объект обработки	Микробиологические режимы	Концентрация %	Время экспозиции	Количество рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Дезинфекция поверхностей помещений, жесткой мебели, оборудования	Бактериальных инфекций (без туберкулеза)	0,05	60 мин	2000
		0,1	30 мин	1000
		0,2	15 мин	500
		0,5	5 мин	200
	Вирусных инфекций	0,3	90 мин	333
		0,5	60 мин	200
		0,7	30 мин	142
		1,0	15 мин	100
	Туберкулез (М. Terrae)	0,7	90 мин	142
		1,0	40 мин	100
		2,0	20 мин	50
		3,0	10 мин	33,3
	Кандидозы	0,2	60 мин	500
		0,5	30 мин	200
		1,0	15 мин	100
	Дерматофитии	0,4	60 мин	250
		0,7	30 мин	142
		1,0	15 мин	100
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы	При инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) вирусной и грибковой этиологии	0,5	60 мин	200
		1	30 мин	100
		1,5	15 мин	66,6
	при инфекциях бактериальной, включая туберкулез М. Terrae), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии)	1,0	40 мин	100
		2,0	20 мин	50
		3,0	10 мин	33,3
	При особо опасных инфекциях: чума, холера, туляремия	0,1	120	1000
		0,3	60 мин	333
		0,5	30 мин	200
	При анаэробных инфекциях,	2,0	30 мин	50
		3,0	20 мин	33,3
	При сибирской язве	2,0	60 мин	50
		3,0	40 мин	33,3
Дезинфекция высокого уровня жестких и гибких эндоскопов	-	2,0	20 мин	50
		3,0	10 мин	33,3
Стерилизация медицинских изделий, включая стоматологические, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним	-	2,0	30 мин	50
		3,0	15 мин	33,3

АЛМАДЕЗ СТЕРИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

1. РЕЖИМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/ расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,05% - 60 мин	0,5	999,5	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	2000
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,05% - 60 мин	0,5	999,5	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	2000
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1% - 60 мин	1	999	Протирание погружение	1000
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	0,2% - 90 мин	2	998	Протирание , погружение	500
Белье, не загрязненное выделениями	0,2%-90 мин	2	998	Погружение	500
Белье, загрязненное выделениями	0,3% - 60 мин	3	997	Погружение	333,3
Посуда без остатков пищи	0,1% -30 мин	1	999	Погружение	1000
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,2% -60 мин	2	998	Погружение	500
Уборочный материал, инвентарь	0,2%-60 мин	2	998	Протирание , погружение	500
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,1% - 60 мин	1	999	Протирание , погружение	1000
Санитарно-техническое оборудование	0,05% - 60 мин	0,5	999,5	Протирание	2000

2. РЕЖИМ ТУБЕРКУЛЕЗА (ШТАММ ТЕРРА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства , мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов без видимых загрязнений	0,7% - 90 мин	7	993	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	142

Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,7% - 90 мин	7	993	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	142
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,7% - 90 мин	7	993	Протирание, погружение	142
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	1% - 90 мин	10	990	Протирание или погружение	100
Предметы ухода за больными	1,0% - 90 мин	10	990	Протирание/погружение	100
Белье, не загрязненное выделениями	0,7% - 90 мин	7	993	Замачивание	142
Белье, загрязненное выделениями	1,0% - 90 мин	7	990	Замачивание	100
Посуда без остатков пищи	0,7% - 90 мин	7	993	Погружение	142
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная, предметы для мытья посуды	1,0% -90 мин	10	990	Погружение	100
Уборочный материал, инвентарь	1,0% - 90 мин	7	990	Протирание, погружение	100
Санитарно-техническое оборудование	0,7% - 90 мин	7	993	Протирание	142
Плевательницы без мокроты, посуда из-под выделений	3%-20 мин	30	970	Погружение	33.3

3. РЕЖИМ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИОВИРУС, ГЕПАТИТЫ (А, Б, С))

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов; игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	333
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	333
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание, погружение	333
Предметы ухода за больными	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание, погружение	333
Белье, не загрязненное выделениями	0,3% - 90 мин	3	997	Замачивание	333
Белье, загрязненное выделениями	0,5% - 90 мин	5	995	Замачивание	200
Посуда без остатков пищи	0,3% - 90 мин	3	997	Погружение	333
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная, предметы для мытья посуды	0,5% -90 мин	5	995	Погружение	200

Уборочный материал, инвентарь	0,5% - 90 мин	5	995	Протирание, погружение	200
Санитарно-техническое оборудование	0,3% - 90 мин	3	997	Протирание	333

4. РЕЖИМ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (КАНДИДОЗЫ, ДЕРМАТОФИТИИ)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,2% - 60 мин - кандидозы	2	998	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	500
	0,4%-60 мин дерматофитии	4	996		250
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,2% - 60 мин кандидозы	2	998	Протирание, погружение	500
	0,4% - 60 мин дерматофитии	4	996		250
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	0,5% - 60 мин кандидозы и дерматофитии	5	995	Протирание, погружение	200
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,2% - 60 мин - кандидозы	2	998	Протирание, погружение	500
	0,5% - 60 мин-дерматофитии	5	995		200
Белье, не загрязненное выделениями	0,2%-60 мин-кандидозы	2	998	Замачивание	500
	0,4%-50 мин дерматофитии	4	996		250
Белье, загрязненное выделениями	0,5%-60 мин кандидозы	5	993	Замачивание	200
	0,7% - 90 мин дерматофитии	7	996		142
Посуда без остатков пищи	0,2% -60 мин кандидозы	2	998	Погружение	500
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,5% - 90 мин - кандидозы	5	995	Погружение	200
	0,7% - 90 дерматофитии	7	993		142
Уборочный материал, инвентарь	0,5% - 60 мин - кандидозы	5	995	Протирание, погружение	200
	0,7% - 90 мин дерматофитии	7	993		142
Санитарно-техническое оборудование	0,2%-90 мин-кандидозы	2	998	Протирание	500
	0,4% - 60-дерматофитии	4	996		250
Обувь из кожи, резины, ткани, дермантина и др. синтетических материалов, резиновые, пропиленовые коврики, деревянные решетки	0,5%-90 мин дерматофитии	5	995	Протирание, погружение	200

5. РЕЖИМ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ЧУМА, ХОЛЕРА, ТУЛЯРЕМИЯ), СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ, АНАЭРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/ расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,1%-60 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000
	Анаэробные инфекции 2% - 30 мин	20	980		50
	Сибирская язва 2%-60 мин	20	980		50
Предметы ухода за больными, игрушки	0,1%-120 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Протирание, погружение	1000
	Анаэробные инфекции 2% - 60 мин	20	980		50
	Сибирская язва 2%-90 мин	20	980		50
Белье, не загрязненное выделениями	0,1%-60 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Замачивани е	1000
	Сибирская язва 2%-90 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2% - 60 мин	20	980		50
Белье, загрязненное выделениями	0,1%-120 мин (чума, холера, туляремия)	1	999		1000
	Сибирская язва 2%-120 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2% - 90 мин				
Посуда без остатков пищи	0,1%-60 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Погружение	1000
	Сибирская язва 2%-60 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2% - 30 мин	30	980		50
Посуда с остатками пищи, предметы для мытья посуды, посуда лабораторная и аптечная	0,1%-120 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Погружение	1000
	Сибирская язва 2%-90 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2%-60 мин	29	980		50
Уборочный материал, инвентарь	0,1%-60 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Протирание, погружение	1000
	Сибирская язва 2%-120 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2% - 90 мин	20	980		50
Санитарно-техническое оборудование	0,1%-60 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Протирание	1000

	Сибирская язва 2%-90 мин	20	980		50
	Анаэробные инфекции 2% - 60 мин	20	980		50

6 РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ПРИ КОНТАМИНАЦИИ АМПЛИКОНАМИ ДНК/РНК В ПЦР ЛАБОРАТОРИЯХ

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по препарату, % время обеззараживания	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата	Способ обработки
Поверхности ПЦР-оборудования (центрифуги, термостаты, флуориметры спектрофотометры, трасиллюминаторы, амплификаторы, термоциклеры, дозаторы и др.	1,0% – 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Протирание
Рабочие поверхности	1,0% - 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Протирание
Поверхности помещений (пол, стены)	1,0% - 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Протирание
Контейнеры для переноса проб	1,0% - 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Погружение
Уборочный инвентарь для обработки поверхностей помещений	1,0% - 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Погружение, протирание
Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования	1,0% - 30 мин 1,5% - 15 мин	1 1,5	999 998,5	100 66.6	Погружение, протирание
Многоразовая одежда персонала лаборатории	2,0% - 60 мин	2	998	50	Замачивание

7. РЕЖИМ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б, В

Вид отходов	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/ расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одноразовая медицинская одежда, использованные маски, бахилы	2%-60 мин вирусы, бактерии (класс Б)	20	980	Погружение и замачивание	50
	2%-60 мин кандидозы (класс Б)	20	980		50
	2%-120 мин дерматофитии (класс Б)	20	980		50
	2% - 60 мин Ампликоны ДНК/РНК в ПЦР лабораториях	20	980		50
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	3%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	30	970		33.3
	3% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	30	970		33,3
Медицинские изделия однократного	2%-60 мин вирусы, бактерии (класс Б)	20	980	Погружение и	50

применения	2%-60 мин кандидозы (класс Б)	20	980	замачивание	50
	2%-120 мин дерматофитии (класс Б)	30	970		50
	2% - 60 мин Ампликоны ДНК/РНК в ПЦР лабораториях	20	980		50
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	3%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	30	970		33.3
	3% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва, (класс В)	40	960		25
Остатки пищи	1%-60 мин вирусы, бактерии (класс Б)	10	990	Смешивание с рабочим раствором в соотношении 1:1	100
	2%-60 мин кандидозы (класс Б)	20	980		50
	2%-120 мин дерматофитии (класс Б)	30	970		50
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	3%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	100	900		33.3
	4% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	40	960		25
Жидкие выделения (рвотные массы, фекалии, моча, кровь, сыворотка, фекалии, рвотные массы промывные воды и т.п), биологические отходы паталого-анатомических отделений	2%-120 мин вирусы, бактерии (класс Б)	20	980	Заливание 2-х объемов раствора на 1 объем выделений, перемешивание	50
	2%-60 мин кандидозы (класс Б)	20	980		50
	2%-120 мин дерматофитии (класс Б)	20	980		50
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990	Заливание 3 объемов раствора средства на 1 объем выделений	100
	3%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	30	970		33.3
	4% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	40	960		25

8. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЭНДОСКОПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ, РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Температура рабочего раствора не менее 18 С°

Вид ИМН	Вид инфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Изделия из резин пластмасс, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты и материалы (в т.ч. УЗ датчики, оттиски, зубопротезные заготовки из разных материалов, коррозионно-стойкие артикуляторы и слепочные ложки, наконечники), слухоуловители, специальные инструменты (косметические, парикмахерские и пр.)	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, кандидозы	0,5% - 60 мин* 0,5% - 30 мин**	5 5	995 995	Погружение	200
	Бактериальные (включая туберкулез, вирусные, кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 40 мин* 1% - 30 мин**	10 10	990 990		100 100
	Особо опасные (чума, холера, туляремия)	0,3%-60 мин*	3	997		333
	Сибирская язва,	2% - 60 мин*	20	980		50
	анаэробные инфекции	2% - 30 мин*	20	980		50
Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним	Бактериальные (кроме туберкулеза, вирусные, кандидозы)	1% - 30 мин*	10	990	Погружение	100
	Бактериальные (включая туберкулез, вирусные, кандидозы, дерматофитии)	2,0% - 20 мин*	20	980		50
	Особо-опасные инфекции (чума, холера, туляремия)	0,3% - 60 мин	3	997		333,3
	Анаэробные инфекции	2% - 30 мин	20	980		50
	Сибирская язва	2% - 60 мин	20	980		50

*Режим обработки ручным способом

** Режим обработки механизированным способом

9. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ

Температура рабочего раствора не менее 20 С°

Вид обрабатываемых изделий	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Жесткие и гибкие эндоскопы	2% - 20 мин	20	980	Погружение	50

**10. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ЖЕСТКИЕ И ГИБКИЕ
ЭНДОСКОПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ**

Температура рабочего раствора не менее 20 С°

Вид обрабатываемых изделий	Концентрация %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Изделия простой конфигурации из металлов и стекла, изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, зеркала с амальгамой, инструменты к эндоскопам, стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.	2% - 30 мин	20	980	Погружение	50